


CATÁLOGO DE PRODUTOS


CATETERES BALÃO SEMI-COMPLACENTES



Cateter Balão PTA OTW Semi Complacente: Polux, Minerva e Atropos

Polux, Minerva e Atropos - Cateteres balão Semi-Complacentes, de uso periférico, do tipo “over the wire” (OTW) designado a Angioplastia Transluminal Percutânea (PTA). Destina-se a dilatar estenoses nas artérias ilíaca, femoral, iliofemoral, poplítea, infrapoplíteia e renal e para o tratamento de lesões obstrutivas das fístulas de diálise arteriovenosa (FAV) nativas ou sintéticas. Este dispositivo também é indicado para dilatação de stent após a implantação na vasculatura periférica.

POLUX



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Design do Cateter	Over The Wire (OTW)
Pressão nominal:	6atm
Pressão de ruptura:	14atm
Compatibilidade OTW:	0.014"
Comprimentos do balão:	5 a 200mm
Diâmetros do balão:	1,5 a 6,0mm
Comprimentos de trabalho do cateter:	70, 90 ou 150cm
Marcação radiopaca:	Platina/Irídio - 02 marcas
Compatibilidade introdutores:	4F (Ø1,5-4,0mm) 5F (Ø4,5-6,0mm)
Material do balão:	Pebax
Cobertura:	Hidrofílica
Anvisa:	81231550068

INFORMAÇÕES PARA SOLICITAÇÃO

Código	Ø	Comp. balão	Comp. cateter	Código	Ø	Comp. balão	Comp. cateter	Código	Ø	Comp. balão	Comp. cateter
818-015005-070	1,5mm	5mm	70cm	818-030005-070	3mm	5mm	70cm	818-045005-070	4,5mm	5mm	70cm
818-015010-070	1,5mm	10mm	70cm	818-030010-070	3mm	10mm	70cm	818-045010-070	4,5mm	10mm	70cm
818-015015-070	1,5mm	15mm	70cm	818-030015-070	3mm	15mm	70cm	818-045015-070	4,5mm	15mm	70cm
818-015020-070	1,5mm	20mm	70cm	818-030020-070	3mm	20mm	70cm	818-045020-070	4,5mm	20mm	70cm
818-015030-070	1,5mm	30mm	70cm	818-030030-070	3mm	30mm	70cm	818-045030-070	4,5mm	30mm	70cm
818-015040-070	1,5mm	40mm	70cm	818-030040-070	3mm	40mm	70cm	818-045040-070	4,5mm	40mm	70cm
818-015060-070	1,5mm	60mm	70cm	818-030060-070	3mm	60mm	70cm	818-045060-070	4,5mm	60mm	70cm
818-015080-070	1,5mm	80mm	70cm	818-030080-070	3mm	80mm	70cm	818-045080-070	4,5mm	80mm	70cm
818-015100-070	1,5mm	100mm	70cm	818-030100-070	3mm	100mm	70cm	818-045100-070	4,5mm	100mm	70cm
818-015120-070	1,5mm	120mm	70cm	818-030120-070	3mm	120mm	70cm	818-045120-070	4,5mm	120mm	70cm
818-015150-070	1,5mm	150mm	70cm	818-030150-070	3mm	150mm	70cm	818-045150-070	4,5mm	150mm	70cm
818-015200-070	1,5mm	200mm	70cm	818-030200-070	3mm	200mm	70cm	818-045200-070	4,5mm	200mm	70cm
818-020005-070	2mm	5mm	70cm	818-035005-070	3,5mm	5mm	70cm	818-050005-070	5mm	5mm	70cm
818-020010-070	2mm	10mm	70cm	818-035010-070	3,5mm	10mm	70cm	818-050010-070	5mm	10mm	70cm
818-020015-070	2mm	15mm	70cm	818-035015-070	3,5mm	15mm	70cm	818-050015-070	5mm	15mm	70cm
818-020020-070	2mm	20mm	70cm	818-035020-070	3,5mm	20mm	70cm	818-050020-070	5mm	20mm	70cm
818-020030-070	2mm	30mm	70cm	818-035030-070	3,5mm	30mm	70cm	818-050030-070	5mm	30mm	70cm
818-020040-070	2mm	40mm	70cm	818-035040-070	3,5mm	40mm	70cm	818-050040-070	5mm	40mm	70cm
818-020060-070	2mm	60mm	70cm	818-035060-070	3,5mm	60mm	70cm	818-050060-070	5mm	60mm	70cm
818-020080-070	2mm	80mm	70cm	818-035080-070	3,5mm	80mm	70cm	818-050080-070	5mm	80mm	70cm
818-020100-070	2mm	100mm	70cm	818-035100-070	3,5mm	100mm	70cm	818-050100-070	5mm	100mm	70cm
818-020120-070	2mm	120mm	70cm	818-035120-070	3,5mm	120mm	70cm	818-050120-070	5mm	120mm	70cm
818-020150-070	2mm	150mm	70cm	818-035150-070	3,5mm	150mm	70cm	818-050150-070	5mm	150mm	70cm
818-020200-070	2mm	200mm	70cm	818-035200-070	3,5mm	200mm	70cm	818-050200-070	5mm	200mm	70cm
818-025005-070	2,5mm	5mm	70cm	818-040005-070	4mm	5mm	70cm	818-055005-070	5,5mm	5mm	70cm
818-025010-070	2,5mm	10mm	70cm	818-040010-070	4mm	10mm	70cm	818-055010-070	5,5mm	10mm	70cm
818-025015-070	2,5mm	15mm	70cm	818-040015-070	4mm	15mm	70cm	818-055015-070	5,5mm	15mm	70cm
818-025020-070	2,5mm	20mm	70cm	818-040020-070	4mm	20mm	70cm	818-055020-070	5,5mm	20mm	70cm
818-025030-070	2,5mm	30mm	70cm	818-040030-070	4mm	30mm	70cm	818-055030-070	5,5mm	30mm	70cm
818-025040-070	2,5mm	40mm	70cm	818-040040-070	4mm	40mm	70cm	818-055040-070	5,5mm	40mm	70cm
818-025060-070	2,5mm	60mm	70cm	818-040060-070	4mm	60mm	70cm	818-055060-070	5,5mm	60mm	70cm
818-025080-070	2,5mm	80cm	70cm	818-040080-070	4mm	80mm	70cm	818-055080-070	5,5mm	80mm	70cm
818-025100-070	2,5mm	100mm	70cm	818-040100-070	4mm	100mm	70cm	818-055100-070	5,5mm	100mm	70cm
818-025120-070	2,5mm	120mm	70cm	818-040120-070	4mm	120mm	70cm	818-055120-070	5,5mm	120mm	70cm
818-025150-070	2,5mm	150mm	70cm	818-040150-070	4mm	150mm	70cm	818-055150-070	5,5mm	150mm	70cm
818-025200-070	2,5mm	200mm	70cm	818-040200-070	4mm	200mm	70cm	818-055200-070	5,5mm	200mm	70cm

DISTRIBUÍDO POR

Código	Ø	Comp. balão	Comp. cateter	Código	Ø	Comp. balão	Comp. cateter	Código	Ø	Comp. balão	Comp. cateter
818-060005-070	6mm	5mm	70cm	818-035005-090	3,5mm	5mm	90cm	818-060005-090	6mm	5mm	90cm
818-060010-070	6mm	10mm	70cm	818-035010-090	3,5mm	10mm	90cm	818-060010-090	6mm	10mm	90cm
818-060015-070	6mm	15mm	70cm	818-035015-090	3,5mm	15mm	90cm	818-060015-090	6mm	15mm	90cm
818-060020-070	6mm	20mm	70cm	818-035020-090	3,5mm	20mm	90cm	818-060020-090	6mm	20mm	90cm
818-060030-070	6mm	30mm	70cm	818-035030-090	3,5mm	30mm	90cm	818-060030-090	6mm	30mm	90cm
818-060040-070	6mm	40mm	70cm	818-035040-090	3,5mm	40mm	90cm	818-060040-090	6mm	40mm	90cm
818-060060-070	6mm	60mm	70cm	818-035060-090	3,5mm	60mm	90cm	818-060060-090	6mm	60mm	90cm
818-060080-070	6mm	80mm	70cm	818-035080-090	3,5mm	80mm	90cm	818-060080-090	6mm	80mm	90cm
818-060100-070	6mm	100mm	70cm	818-035100-090	3,5mm	100mm	90cm	818-060100-090	6mm	100mm	90cm
818-060120-070	6mm	120mm	70cm	818-035120-090	3,5mm	120mm	90cm	818-060120-090	6mm	120mm	90cm
818-060150-070	6mm	150mm	70cm	818-035150-090	3,5mm	150mm	90cm	818-060150-090	6mm	150mm	90cm
818-060200-070	6mm	200mm	70cm	818-035200-090	3,5mm	200mm	90cm	818-060200-090	6mm	200mm	90cm
818-015005-090	1,5mm	5mm	90cm	818-040005-090	4mm	5mm	90cm	818-015005-150	1,5mm	5mm	150cm
818-015010-090	1,5mm	10mm	90cm	818-040010-090	4mm	10mm	90cm	818-015010-150	1,5mm	10mm	150cm
818-015015-090	1,5mm	15mm	90cm	818-040015-090	4mm	15mm	90cm	818-015015-150	1,5mm	15mm	150cm
818-015020-090	1,5mm	20mm	90cm	818-040020-090	4mm	20mm	90cm	818-015020-150	1,5mm	20mm	150cm
818-015030-090	1,5mm	30mm	90cm	818-040030-090	4mm	30mm	90cm	818-015030-150	1,5mm	30mm	150cm
818-015040-090	1,5mm	40mm	90cm	818-040040-090	4mm	40mm	70cm	818-015040-150	1,5mm	40mm	150cm
818-015060-090	1,5mm	60mm	90cm	818-040060-090	4mm	60mm	90cm	818-015060-150	1,5mm	60mm	150cm
818-015080-090	1,5mm	80mm	90cm	818-040080-090	4mm	80mm	90cm	818-015080-150	1,5mm	80mm	150cm
818-015100-090	1,5mm	100mm	90cm	818-040100-090	4mm	100mm	90cm	818-015100-150	1,5mm	100mm	150cm
818-015120-090	1,5mm	120mm	90cm	818-040120-090	4mm	120mm	90cm	818-015120-150	1,5mm	120mm	150cm
818-015150-090	1,5mm	150mm	90cm	818-040150-090	4mm	150mm	90cm	818-015150-150	1,5mm	150mm	150cm
818-015200-090	1,5mm	200mm	90cm	818-040200-090	4mm	200mm	90cm	818-015200-150	1,5mm	200mm	150cm
818-020005-090	2mm	5mm	90cm	818-045005-090	4,5mm	5mm	90cm	818-020005-150	2mm	5mm	150cm
818-020010-090	2mm	10mm	90cm	818-045010-090	4,5mm	10mm	90cm	818-020010-150	2mm	10mm	150cm
818-020015-090	2mm	15mm	90cm	818-045015-090	4,5mm	15mm	90cm	818-020015-150	2mm	15mm	150cm
818-020020-090	2mm	20mm	90cm	818-045020-090	4,5mm	20mm	90cm	818-020020-150	2mm	20mm	150cm
818-020030-090	2mm	30mm	90cm	818-045030-090	4,5mm	30mm	90cm	818-020030-150	2mm	30mm	150cm
818-020040-090	2mm	40mm	90cm	818-045040-090	4,5mm	40mm	90cm	818-020040-150	2mm	40mm	150cm
818-020060-090	2mm	60mm	90cm	818-045060-090	4,5mm	60mm	90cm	818-020060-150	2mm	60mm	150cm
818-020080-090	2mm	80mm	90cm	818-045080-090	4,5mm	80mm	90cm	818-020080-150	2mm	80mm	150cm
818-020100-090	2mm	100mm	90cm	818-045100-090	4,5mm	100mm	90cm	818-020100-150	2mm	100mm	150cm
818-020120-090	2mm	120mm	90cm	818-045120-090	4,5mm	120mm	90cm	818-020120-150	2mm	120mm	150cm
818-020150-090	2mm	150mm	90cm	818-045150-090	4,5mm	150mm	90cm	818-020150-150	2mm	150mm	150cm
818-020200-090	2mm	200mm	90cm	818-045200-090	4,5mm	200mm	90cm	818-020200-150	2mm	200mm	150cm
818-025005-090	2,5mm	5mm	90cm	818-050005-090	5mm	5mm	90cm	818-025005-150	2,5mm	5mm	150cm
818-025010-090	2,5mm	10mm	90cm	818-050010-090	5mm	10mm	90cm	818-025010-150	2,5mm	10mm	150cm
818-025015-090	2,5mm	15mm	90cm	818-050015-090	5mm	15mm	90cm	818-025015-150	2,5mm	15mm	150cm
818-025020-090	2,5mm	20mm	90cm	818-050020-090	5mm	20mm	90cm	818-025020-150	2,5mm	20mm	150cm
818-025030-090	2,5mm	30mm	90cm	818-050030-090	5mm	30mm	90cm	818-025030-150	2,5mm	30mm	150cm
818-025040-090	2,5mm	40mm	90cm	818-050040-090	5mm	40mm	90cm	818-025040-150	2,5mm	40mm	150cm
818-025060-090	2,5mm	60mm	90cm	818-050060-090	5mm	60mm	90cm	818-025060-150	2,5mm	60mm	150cm
818-025080-090	2,5mm	80cm	90cm	818-050080-090	5mm	80mm	90cm	818-025080-150	2,5mm	80cm	150cm
818-025100-090	2,5mm	100mm	90cm	818-050100-090	5mm	100mm	90cm	818-025100-150	2,5mm	100mm	150cm
818-025120-090	2,5mm	120mm	90cm	818-050120-090	5mm	120mm	90cm	818-025120-150	2,5mm	120mm	150cm
818-025150-090	2,5mm	150mm	90cm	818-050150-090	5mm	150mm	90cm	818-025150-150	2,5mm	150mm	150cm
818-025200-090	2,5mm	200mm	90cm	818-050200-090	5mm	200mm	90cm	818-025200-150	2,5mm	200mm	150cm
818-030005-090	3mm	5mm	90cm	818-055005-070	5,5mm	5mm	90cm	818-030005-150	3mm	5mm	150cm
818-030010-090	3mm	10mm	90cm	818-055010-070	5,5mm	10mm	90cm	818-030010-150	3mm	10mm	150cm
818-030015-090	3mm	15mm	90cm	818-055015-070	5,5mm	15mm	90cm	818-030015-150	3mm	15mm	150cm
818-030020-090	3mm	20mm	90cm	818-055020-070	5,5mm	20mm	90cm	818-030020-150	3mm	20mm	150cm
818-030030-090	3mm	30mm	90cm	818-055030-070	5,5mm	30mm	90cm	818-030030-150	3mm	30mm	150cm
818-030040-090	3mm	40mm	90cm	818-055040-070	5,5mm	40mm	90cm	818-030040-150	3mm	40mm	150cm
818-030060-090	3mm	60mm	90cm	818-055060-070	5,5mm	60mm	90cm	818-030060-150	3mm	60mm	150cm
818-030080-090	3mm	80mm	90cm	818-055080-070	5,5mm	80mm	90cm	818-030080-150	3mm	80mm	150cm
818-030100-090	3mm	100mm	90cm	818-055100-070	5,5mm	100mm	90cm	818-030100-150	3mm	100mm	150cm
818-030120-090	3mm	120mm	90cm	818-055120-070	5,5mm	120mm	90cm	818-030120-150	3mm	120mm	150cm
818-030150-090	3mm	150mm	90cm	818-055150-070	5,5mm	150mm	90cm	818-030150-150	3mm	150mm	150cm
818-030200-090	3mm	200mm	90cm	818-055200-070	5,5mm	200mm	90cm	818-030200-150	3mm	200mm	150cm

DISTRIBUÍDO POR



Código	Ø	Comp. balão	Comp. cateter	Código	Ø	Comp. balão	Comp. cateter
818-035005-150	3,5mm	5mm	150cm	818-050005-150	5mm	5mm	150cm
818-035010-150	3,5mm	10mm	150cm	818-050010-150	5mm	10mm	150cm
818-035015-150	3,5mm	15mm	150cm	818-050015-150	5mm	15mm	150cm
818-035020-150	3,5mm	20mm	150cm	818-050020-150	5mm	20mm	150cm
818-035030-150	3,5mm	30mm	150cm	818-050030-150	5mm	30mm	150cm
818-035040-150	3,5mm	40mm	150cm	818-050040-150	5mm	40mm	150cm
818-035060-150	3,5mm	60mm	150cm	818-050060-150	5mm	60mm	150cm
818-035080-150	3,5mm	80mm	150cm	818-050080-150	5mm	80mm	150cm
818-035100-150	3,5mm	100mm	150cm	818-050100-150	5mm	100mm	150cm
818-035120-150	3,5mm	120mm	150cm	818-050120-150	5mm	120mm	150cm
818-035150-150	3,5mm	150mm	150cm	818-050150-150	5mm	150mm	150cm
818-035200-150	3,5mm	200mm	150cm	818-050200-150	5mm	200mm	150cm
818-040005-150	4mm	5mm	150cm	818-055005-150	5,5mm	5mm	150cm
818-040010-150	4mm	10mm	150cm	818-055010-150	5,5mm	10mm	150cm
818-040015-150	4mm	15mm	150cm	818-055015-150	5,5mm	15mm	150cm
818-040020-150	4mm	20mm	150cm	818-055020-150	5,5mm	20mm	150cm
818-040030-150	4mm	30mm	150cm	818-055030-150	5,5mm	30mm	150cm
818-040040-150	4mm	40mm	150cm	818-055040-150	5,5mm	40mm	150cm
818-040060-150	4mm	60mm	150cm	818-055060-150	5,5mm	60mm	150cm
818-040080-150	4mm	80mm	150cm	818-055080-150	5,5mm	80mm	150cm
818-040100-150	4mm	100mm	150cm	818-055100-150	5,5mm	100mm	150cm
818-040120-150	4mm	120mm	150cm	818-055120-150	5,5mm	120mm	150cm
818-040150-150	4mm	150mm	150cm	818-055150-150	5,5mm	150mm	150cm
818-040200-150	4mm	200mm	150cm	818-055200-150	5,5mm	200mm	150cm
818-045005-150	4,5mm	5mm	150cm	818-060005-150	6mm	5mm	150cm
818-045010-150	4,5mm	10mm	150cm	818-060010-150	6mm	10mm	150cm
818-045015-150	4,5mm	15mm	150cm	818-060015-150	6mm	15mm	150cm
818-045020-150	4,5mm	20mm	150cm	818-060020-150	6mm	20mm	150cm
818-045030-150	4,5mm	30mm	150cm	818-060030-150	6mm	30mm	150cm
818-045040-150	4,5mm	40mm	150cm	818-060040-150	6mm	40mm	150cm
818-045060-150	4,5mm	60mm	150cm	818-060060-150	6mm	60mm	150cm
818-045080-150	4,5mm	80mm	150cm	818-060080-150	6mm	80mm	150cm
818-045100-150	4,5mm	100mm	150cm	818-060100-150	6mm	100mm	150cm
818-045120-150	4,5mm	120mm	150cm	818-060120-150	6mm	120mm	150cm
818-045150-150	4,5mm	150mm	150cm	818-060150-150	6mm	150mm	150cm
818-045200-150	4,5mm	200mm	150cm	818-060200-150	6mm	200mm	150cm

DISTRIBUÍDO POR



MINERVA



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Design do Cateter	Over The Wire (OTW)
Pressão nominal:	6atm
Pressão de ruptura:	14atm
Compatibilidade OTW:	0.018"
Comprimentos do balão:	5 a 200mm
Diâmetros do balão:	1,5 a 10,0mm
Comprimentos de trabalho do cateter:	40,70, 90 ou 150cm
Marcação radiopaca:	Platina/Irídio - 02 marcas
Compatibilidade introdutores:	4F (Ø1,5-4,0mm) 5F (Ø4,5-6,0mm) 6F (Ø7,0-9,0mm) 7F (Ø10,0mm)
Material do balão:	Pebax
Cobertura:	Hidrofílica
Anvisa:	81231550068

INFORMAÇÕES PARA SOLICITAÇÃO

Código	Ø	Comp. balão	Comp. cateter	Código	Ø	Comp. balão	Comp. cateter	Código	Ø	Comp. balão	Comp. cateter
803-015005-070	1,5mm	5mm	70cm	803-030005-070	3mm	5mm	70cm	803-045005-070	4,5mm	5mm	70cm
803-015010-070	1,5mm	10mm	70cm	803-030010-070	3mm	10mm	70cm	803-045010-070	4,5mm	10mm	70cm
803-015015-070	1,5mm	15mm	70cm	803-030015-070	3mm	15mm	70cm	803-045015-070	4,5mm	15mm	70cm
803-015020-070	1,5mm	20mm	70cm	803-030020-070	3mm	20mm	70cm	803-045020-070	4,5mm	20mm	70cm
803-015030-070	1,5mm	30mm	70cm	803-030030-070	3mm	30mm	70cm	803-045030-070	4,5mm	30mm	70cm
803-015040-070	1,5mm	40mm	70cm	803-030040-070	3mm	40mm	70cm	803-045040-070	4,5mm	40mm	70cm
803-015060-070	1,5mm	60mm	70cm	803-030060-070	3mm	60mm	70cm	803-045060-070	4,5mm	60mm	70cm
803-015080-070	1,5mm	80mm	70cm	803-030080-070	3mm	80mm	70cm	803-045080-070	4,5mm	80mm	70cm
803-015100-070	1,5mm	100mm	70cm	803-030100-070	3mm	100mm	70cm	803-045100-070	4,5mm	100mm	70cm
803-015120-070	1,5mm	120mm	70cm	803-030120-070	3mm	120mm	70cm	803-045120-070	4,5mm	120mm	70cm
803-015150-070	1,5mm	150mm	70cm	803-030150-070	3mm	150mm	70cm	803-045150-070	4,5mm	150mm	70cm
803-015200-070	1,5mm	200mm	70cm	803-030200-070	3mm	200mm	70cm	803-045200-070	4,5mm	200mm	70cm
803-020005-070	2mm	5mm	70cm	803-035005-070	3,5mm	5mm	70cm	803-050005-070	5mm	5mm	70cm
803-020010-070	2mm	10mm	70cm	803-035010-070	3,5mm	10mm	70cm	803-050010-070	5mm	10mm	70cm
803-020015-070	2mm	15mm	70cm	803-035015-070	3,5mm	15mm	70cm	803-050015-070	5mm	15mm	70cm
803-020020-070	2mm	20mm	70cm	803-035020-070	3,5mm	20mm	70cm	803-050020-070	5mm	20mm	70cm
803-020030-070	2mm	30mm	70cm	803-035030-070	3,5mm	30mm	70cm	803-050030-070	5mm	30mm	70cm
803-020040-070	2mm	40mm	70cm	803-035040-070	3,5mm	40mm	70cm	803-050040-070	5mm	40mm	70cm
803-020060-070	2mm	60mm	70cm	803-035060-070	3,5mm	60mm	70cm	803-050060-070	5mm	60mm	70cm
803-020080-070	2mm	80mm	70cm	803-035080-070	3,5mm	80mm	70cm	803-050080-070	5mm	80mm	70cm
803-020100-070	2mm	100mm	70cm	803-035100-070	3,5mm	100mm	70cm	803-050100-070	5mm	100mm	70cm
803-020120-070	2mm	120mm	70cm	803-035120-070	3,5mm	120mm	70cm	803-050120-070	5mm	120mm	70cm
803-020150-070	2mm	150mm	70cm	803-035150-070	3,5mm	150mm	70cm	803-050150-070	5mm	150mm	70cm
803-020200-070	2mm	200mm	70cm	803-035200-070	3,5mm	200mm	70cm	803-050200-070	5mm	200mm	70cm
803-025005-070	2,5mm	5mm	70cm	803-040005-070	4mm	5mm	70cm	803-055005-070	5,5mm	5mm	70cm
803-025010-070	2,5mm	10mm	70cm	803-040010-070	4mm	10mm	70cm	803-055010-070	5,5mm	10mm	70cm
803-025015-070	2,5mm	15mm	70cm	803-040015-070	4mm	15mm	70cm	803-055015-070	5,5mm	15mm	70cm
803-025020-070	2,5mm	20mm	70cm	803-040020-070	4mm	20mm	70cm	803-055020-070	5,5mm	20mm	70cm
803-025030-070	2,5mm	30mm	70cm	803-040030-070	4mm	30mm	70cm	803-055030-070	5,5mm	30mm	70cm
803-025040-070	2,5mm	40mm	70cm	803-040040-070	4mm	40mm	70cm	803-055040-070	5,5mm	40mm	70cm
803-025060-070	2,5mm	60mm	70cm	803-040060-070	4mm	60mm	70cm	803-055060-070	5,5mm	60mm	70cm
803-025080-070	2,5mm	80cm	70cm	803-040080-070	4mm	80mm	70cm	803-055080-070	5,5mm	80mm	70cm
803-025100-070	2,5mm	100mm	70cm	803-040100-070	4mm	100mm	70cm	803-055100-070	5,5mm	100mm	70cm
803-025120-070	2,5mm	120mm	70cm	803-040120-070	4mm	120mm	70cm	803-055120-070	5,5mm	120mm	70cm
803-025150-070	2,5mm	150mm	70cm	803-040150-070	4mm	150mm	70cm	803-055150-070	5,5mm	150mm	70cm
803-025200-070	2,5mm	200mm	70cm	803-040200-070	4mm	200mm	70cm	803-055200-070	5,5mm	200mm	70cm

DISTRIBUÍDO POR

Código	Ø	Comp. balão	Comp. cateter	Código	Ø	Comp. balão	Comp. cateter	Código	Ø	Comp. balão	Comp. cateter
803-060005-070	6mm	5mm	70cm	803-015005-090	1,5mm	5mm	90cm	803-040005-090	4mm	5mm	90cm
803-060010-070	6mm	10mm	70cm	803-015010-090	1,5mm	10mm	90cm	803-040010-090	4mm	10mm	90cm
803-060015-070	6mm	15mm	70cm	803-015015-090	1,5mm	15mm	90cm	803-040015-090	4mm	15mm	90cm
803-060020-070	6mm	20mm	70cm	803-015020-090	1,5mm	20mm	90cm	803-040020-090	4mm	20mm	90cm
803-060030-070	6mm	30mm	70cm	803-015030-090	1,5mm	30mm	90cm	803-040030-090	4mm	30mm	90cm
803-060040-070	6mm	40mm	70cm	803-015040-090	1,5mm	40mm	90cm	803-040040-090	4mm	40mm	70cm
803-060060-070	6mm	60mm	70cm	803-015060-090	1,5mm	60mm	90cm	803-040060-090	4mm	60mm	90cm
803-060080-070	6mm	80mm	70cm	803-015080-090	1,5mm	80mm	90cm	803-040080-090	4mm	80mm	90cm
803-060100-070	6mm	100mm	70cm	803-015100-090	1,5mm	100mm	90cm	803-040100-090	4mm	100mm	90cm
803-060120-070	6mm	120mm	70cm	803-015120-090	1,5mm	120mm	90cm	803-040120-090	4mm	120mm	90cm
803-060150-070	6mm	150mm	70cm	803-015150-090	1,5mm	150mm	90cm	803-040150-090	4mm	150mm	90cm
803-060200-070	6mm	200mm	70cm	803-015200-090	1,5mm	200mm	90cm	803-040200-090	4mm	200mm	90cm
803-070005-070	7mm	5mm	70cm	803-020005-090	2mm	5mm	90cm	803-045005-090	4,5mm	5mm	90cm
803-070010-070	7mm	10mm	70cm	803-020010-090	2mm	10mm	90cm	803-045010-090	4,5mm	10mm	90cm
803-070015-070	7mm	15mm	70cm	803-020015-090	2mm	15mm	90cm	803-045015-090	4,5mm	15mm	90cm
803-070020-070	7mm	20mm	70cm	803-020020-090	2mm	20mm	90cm	803-045020-090	4,5mm	20mm	90cm
803-070030-070	7mm	30mm	70cm	803-020030-090	2mm	30mm	90cm	803-045030-090	4,5mm	30mm	90cm
803-070040-070	7mm	40mm	70cm	803-020040-090	2mm	40mm	90cm	803-045040-090	4,5mm	40mm	90cm
803-070060-070	7mm	60mm	70cm	803-020060-090	2mm	60mm	90cm	803-045060-090	4,5mm	60mm	90cm
803-070080-070	7mm	80mm	70cm	803-020080-090	2mm	80mm	90cm	803-045080-090	4,5mm	80mm	90cm
803-070100-070	7mm	100mm	70cm	803-020100-090	2mm	100mm	90cm	803-045100-090	4,5mm	100mm	90cm
803-070120-070	7mm	120mm	70cm	803-020120-090	2mm	120mm	90cm	803-045120-090	4,5mm	120mm	90cm
803-070150-070	7mm	150mm	70cm	803-020150-090	2mm	150mm	90cm	803-045150-090	4,5mm	150mm	90cm
803-070200-070	7mm	200mm	70cm	803-020200-090	2mm	200mm	90cm	803-045200-090	4,5mm	200mm	90cm
803-080005-070	8mm	5mm	70cm	803-025005-090	2,5mm	5mm	90cm	803-050005-090	5mm	5mm	90cm
803-080010-070	8mm	10mm	70cm	803-025010-090	2,5mm	10mm	90cm	803-050010-090	5mm	10mm	90cm
803-080015-070	8mm	15mm	70cm	803-025015-090	2,5mm	15mm	90cm	803-050015-090	5mm	15mm	90cm
803-080020-070	8mm	20mm	70cm	803-025020-090	2,5mm	20mm	90cm	803-050020-090	5mm	20mm	90cm
803-080030-070	8mm	30mm	70cm	803-025030-090	2,5mm	30mm	90cm	803-050030-090	5mm	30mm	90cm
803-080040-070	8mm	40mm	70cm	803-025040-090	2,5mm	40mm	90cm	803-050040-090	5mm	40mm	90cm
803-080060-070	8mm	60mm	70cm	803-025060-090	2,5mm	60mm	90cm	803-050060-090	5mm	60mm	90cm
803-080080-070	8mm	80mm	70cm	803-025080-090	2,5mm	80cm	90cm	803-050080-090	5mm	80mm	90cm
803-080100-070	8mm	100mm	70cm	803-025100-090	2,5mm	100mm	90cm	803-050100-090	5mm	100mm	90cm
803-080120-070	8mm	120mm	70cm	803-025120-090	2,5mm	120mm	90cm	803-050120-090	5mm	120mm	90cm
803-080150-070	8mm	150mm	70cm	803-025150-090	2,5mm	150mm	90cm	803-050150-090	5mm	150mm	90cm
803-080200-070	8mm	200mm	70cm	803-025200-090	2,5mm	200mm	90cm	803-050200-090	5mm	200mm	90cm
803-090005-070	9mm	5mm	70cm	803-030005-090	3mm	5mm	90cm	803-055005-070	5,5mm	5mm	90cm
803-090010-070	9mm	10mm	70cm	803-030010-090	3mm	10mm	90cm	803-055010-070	5,5mm	10mm	90cm
803-090015-070	9mm	15mm	70cm	803-030015-090	3mm	15mm	90cm	803-055015-070	5,5mm	15mm	90cm
803-090020-070	9mm	20mm	70cm	803-030020-090	3mm	20mm	90cm	803-055020-070	5,5mm	20mm	90cm
803-090030-070	9mm	30mm	70cm	803-030030-090	3mm	30mm	90cm	803-055030-070	5,5mm	30mm	90cm
803-090040-070	9mm	40mm	70cm	803-030040-090	3mm	40mm	90cm	803-055040-070	5,5mm	40mm	90cm
803-090060-070	9mm	60mm	70cm	803-030060-090	3mm	60mm	90cm	803-055060-070	5,5mm	60mm	90cm
803-090080-070	9mm	80mm	70cm	803-030080-090	3mm	80mm	90cm	803-055080-070	5,5mm	80mm	90cm
803-090100-070	9mm	100mm	70cm	803-030100-090	3mm	100mm	90cm	803-055100-070	5,5mm	100mm	90cm
803-090120-070	9mm	120mm	70cm	803-030120-090	3mm	120mm	90cm	803-055120-070	5,5mm	120mm	90cm
803-090150-070	9mm	150mm	70cm	803-030150-090	3mm	150mm	90cm	803-055150-070	5,5mm	150mm	90cm
803-090200-070	9mm	200mm	70cm	803-030200-090	3mm	200mm	90cm	803-055200-070	5,5mm	200mm	90cm
803-100005-070	10mm	5mm	70cm	803-035005-090	3,5mm	5mm	90cm	803-060005-090	6mm	5mm	90cm
803-100010-070	10mm	10mm	70cm	803-035010-090	3,5mm	10mm	90cm	803-060010-090	6mm	10mm	90cm
803-100015-070	10mm	15mm	70cm	803-035015-090	3,5mm	15mm	90cm	803-060015-090	6mm	15mm	90cm
803-100020-070	10mm	20mm	70cm	803-035020-090	3,5mm	20mm	90cm	803-060020-090	6mm	20mm	90cm
803-100030-070	10mm	30mm	70cm	803-035030-090	3,5mm	30mm	90cm	803-060030-090	6mm	30mm	90cm
803-100040-070	10mm	40mm	70cm	803-035040-090	3,5mm	40mm	90cm	803-060040-090	6mm	40mm	90cm
803-100060-070	10mm	60mm	70cm	803-035060-090	3,5mm	60mm	90cm	803-060060-090	6mm	60mm	90cm
803-100080-070	10mm	80mm	70cm	803-035080-090	3,5mm	80mm	90cm	803-060080-090	6mm	80mm	90cm
803-100100-070	10mm	100mm	70cm	803-035100-090	3,5mm	100mm	90cm	803-060100-090	6mm	100mm	90cm
803-100120-070	10mm	120mm	70cm	803-035120-090	3,5mm	120mm	90cm	803-060120-090	6mm	120mm	90cm
803-100150-070	10mm	150mm	70cm	803-035150-090	3,5mm	150mm	90cm	803-060150-090	6mm	150mm	90cm
803-100200-070	10mm	200mm	70cm	803-035200-090	3,5mm	200mm	90cm	803-060200-090	6mm	200mm	90cm

DISTRIBUÍDO POR



Código	Ø	Comp. balão	Comp. cateter	Código	Ø	Comp. balão	Comp. cateter	Código	Ø	Comp. balão	Comp. cateter
803-070005-090	7mm	5mm	90cm	803-020005-150	2mm	5mm	150cm	803-050005-150	5mm	5mm	150cm
803-070010-090	7mm	10mm	90cm	803-020010-150	2mm	10mm	150cm	803-050010-150	5mm	10mm	150cm
803-070015-090	7mm	15mm	90cm	803-020015-150	2mm	15mm	150cm	803-050015-150	5mm	15mm	150cm
803-070020-090	7mm	20mm	90cm	803-020020-150	2mm	20mm	150cm	803-050020-150	5mm	20mm	150cm
803-070030-090	7mm	30mm	90cm	803-020030-150	2mm	30mm	150cm	803-050030-150	5mm	30mm	150cm
803-070040-090	7mm	40mm	90cm	803-020040-150	2mm	40mm	150cm	803-050040-150	5mm	40mm	150cm
803-070060-090	7mm	60mm	90cm	803-020060-150	2mm	60mm	150cm	803-050060-150	5mm	60mm	150cm
803-070080-090	7mm	80mm	90cm	803-020080-150	2mm	80mm	150cm	803-050080-150	5mm	80mm	150cm
803-070100-090	7mm	100mm	90cm	803-020100-150	2mm	100mm	150cm	803-050100-150	5mm	100mm	150cm
803-070120-090	7mm	120mm	90cm	803-020120-150	2mm	120mm	150cm	803-050120-150	5mm	120mm	150cm
803-070150-090	7mm	150mm	90cm	803-020150-150	2mm	150mm	150cm	803-050150-150	5mm	150mm	150cm
803-070200-090	7mm	200mm	90cm	803-020200-150	2mm	200mm	150cm	803-050200-150	5mm	200mm	150cm
803-080005-090	8mm	5mm	90cm	803-025005-150	2,5mm	5mm	150cm	803-055005-150	5,5mm	5mm	150cm
803-080010-090	8mm	10mm	90cm	803-025010-150	2,5mm	10mm	150cm	803-055010-150	5,5mm	10mm	150cm
803-080015-090	8mm	15mm	90cm	803-025015-150	2,5mm	15mm	150cm	803-055015-150	5,5mm	15mm	150cm
803-080020-090	8mm	20mm	90cm	803-025020-150	2,5mm	20mm	150cm	803-055020-150	5,5mm	20mm	150cm
803-080030-090	8mm	30mm	90cm	803-025030-150	2,5mm	30mm	150cm	803-055030-150	5,5mm	30mm	150cm
803-080040-090	8mm	40mm	90cm	803-025040-150	2,5mm	40mm	150cm	803-055040-150	5,5mm	40mm	150cm
803-080060-090	8mm	60mm	90cm	803-025060-150	2,5mm	60mm	150cm	803-055060-150	5,5mm	60mm	150cm
803-080080-090	8mm	80mm	90cm	803-025080-150	2,5mm	80cm	150cm	803-055080-150	5,5mm	80mm	150cm
803-080100-090	8mm	100mm	90cm	803-025100-150	2,5mm	100mm	150cm	803-055100-150	5,5mm	100mm	150cm
803-080120-090	8mm	120mm	90cm	803-025120-150	2,5mm	120mm	150cm	803-055120-150	5,5mm	120mm	150cm
803-080150-090	8mm	150mm	90cm	803-025150-150	2,5mm	150mm	150cm	803-055150-150	5,5mm	150mm	150cm
803-080200-090	8mm	200mm	90cm	803-025200-150	2,5mm	200mm	150cm	803-055200-150	5,5mm	200mm	150cm
803-090005-090	9mm	5mm	90cm	803-030005-150	3mm	5mm	150cm	803-060005-150	6mm	5mm	150cm
803-090010-090	9mm	10mm	90cm	803-030010-150	3mm	10mm	150cm	803-060010-150	6mm	10mm	150cm
803-090015-090	9mm	15mm	90cm	803-030015-150	3mm	15mm	150cm	803-060015-150	6mm	15mm	150cm
803-090020-090	9mm	20mm	90cm	803-030020-150	3mm	20mm	150cm	803-060020-150	6mm	20mm	150cm
803-090030-090	9mm	30mm	90cm	803-030030-150	3mm	30mm	150cm	803-060030-150	6mm	30mm	150cm
803-090040-090	9mm	40mm	90cm	803-030040-150	3mm	40mm	150cm	803-060040-150	6mm	40mm	150cm
803-090060-090	9mm	60mm	90cm	803-030060-150	3mm	60mm	150cm	803-060060-150	6mm	60mm	150cm
803-090080-090	9mm	80mm	90cm	803-030080-150	3mm	80mm	150cm	803-060080-150	6mm	80mm	150cm
803-090100-090	9mm	100mm	90cm	803-030100-150	3mm	100mm	150cm	803-060100-150	6mm	100mm	150cm
803-090120-090	9mm	120mm	90cm	803-030120-150	3mm	120mm	150cm	803-060120-150	6mm	120mm	150cm
803-090150-090	9mm	150mm	90cm	803-030150-150	3mm	150mm	150cm	803-060150-150	6mm	150mm	150cm
803-090200-090	9mm	200mm	90cm	803-030200-150	3mm	200mm	150cm	803-060200-150	6mm	200mm	150cm
803-100005-090	10mm	5mm	90cm	803-035005-150	3,5mm	5mm	150cm	803-070005-150	7mm	5mm	150cm
803-100010-090	10mm	10mm	90cm	803-035010-150	3,5mm	10mm	150cm	803-070010-150	7mm	10mm	150cm
803-100015-090	10mm	15mm	90cm	803-035015-150	3,5mm	15mm	150cm	803-070015-150	7mm	15mm	150cm
803-100020-090	10mm	20mm	90cm	803-035020-150	3,5mm	20mm	150cm	803-070020-150	7mm	20mm	150cm
803-100030-090	10mm	30mm	90cm	803-035030-150	3,5mm	30mm	150cm	803-070030-150	7mm	30mm	150cm
803-100040-090	10mm	40mm	90cm	803-035040-090	3,5mm	40mm	150cm	803-070040-150	7mm	40mm	150cm
803-100060-090	10mm	60mm	90cm	803-035060-090	3,5mm	60mm	150cm	803-070060-150	7mm	60mm	150cm
803-100080-090	10mm	80mm	90cm	803-035080-150	3,5mm	80mm	150cm	803-070080-150	7mm	80mm	150cm
803-100100-090	10mm	100mm	90cm	803-035100-150	3,5mm	100mm	150cm	803-070100-150	7mm	100mm	150cm
803-100120-090	10mm	120mm	90cm	803-035120-150	3,5mm	120mm	150cm	803-070120-150	7mm	120mm	150cm
803-100150-090	10mm	150mm	90cm	803-035150-150	3,5mm	150mm	150cm	803-070150-150	7mm	150mm	150cm
803-100200-090	10mm	200mm	90cm	803-035200-150	3,5mm	200mm	150cm	803-070200-150	7mm	200mm	150cm
803-015005-150	1,5mm	5mm	150cm	803-040005-090	4mm	5mm	150cm	803-080005-150	8mm	5mm	150cm
803-015010-150	1,5mm	10mm	150cm	803-040010-090	4mm	10mm	150cm	803-080010-150	8mm	10mm	150cm
803-015015-150	1,5mm	15mm	150cm	803-040015-090	4mm	15mm	150cm	803-080015-150	8mm	15mm	150cm
803-015020-150	1,5mm	20mm	150cm	803-040020-090	4mm	20mm	150cm	803-080020-150	8mm	20mm	150cm
803-015030-150	1,5mm	30mm	150cm	803-040030-090	4mm	30mm	150cm	803-080030-150	8mm	30mm	150cm
803-015040-150	1,5mm	40mm	150cm	803-040040-090	4mm	40mm	150cm	803-080040-150	8mm	40mm	150cm
803-015060-150	1,5mm	60mm	150cm	803-040060-090	4mm	60mm	150cm	803-080060-150	8mm	60mm	150cm
803-015080-150	1,5mm	80mm	150cm	803-040080-090	4mm	80mm	150cm	803-080080-150	8mm	80mm	150cm
803-015100-150	1,5mm	100mm	150cm	803-040100-090	4mm	100mm	150cm	803-080100-150	8mm	100mm	150cm
803-015120-150	1,5mm	120mm	150cm	803-040120-090	4mm	120mm	150cm	803-080120-150	8mm	120mm	150cm
803-015150-150	1,5mm	150mm	150cm	803-040150-090	4mm	150mm	150cm	803-080150-150	8mm	150mm	150cm
803-015200-150	1,5mm	200mm	150cm	803-040200-090	4mm	200mm	150cm	803-080200-150	8mm	200mm	150cm

DISTRIBUÍDO POR



Código	Ø	Comp. balão	Comp. cateter
803-090005-150	9mm	5mm	150cm
803-090010-150	9mm	10mm	150cm
803-090015-150	9mm	15mm	150cm
803-090020-150	9mm	20mm	150cm
803-090030-150	9mm	30mm	150cm
803-090040-150	9mm	40mm	150cm
803-090060-150	9mm	60mm	150cm
803-090080-150	9mm	80mm	150cm
803-090100-150	9mm	100mm	150cm
803-090120-150	9mm	120mm	150cm
803-090150-150	9mm	150mm	150cm
803-100200-150	9mm	200mm	150cm
803-100005-150	10mm	5mm	150cm
803-100010-150	10mm	10mm	150cm
803-100015-150	10mm	15mm	150cm
803-100020-150	10mm	20mm	150cm
803-100030-150	10mm	30mm	150cm
803-100040-150	10mm	40mm	150cm
803-100060-150	10mm	60mm	150cm
803-100080-150	10mm	80mm	150cm
803-100100-150	10mm	100mm	150cm
803-100120-150	10mm	120mm	150cm
803-100150-150	10mm	150mm	150cm
803-100200-150	10mm	200mm	150cm

DISTRIBUÍDO POR



ATROPOS



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Design do Cateter	Over The Wire (OTW)
Pressão nominal:	6atm
Pressão de ruptura:	14atm
Compatibilidade OTW:	0.035"
Comprimentos do balão:	20 a 200mm
Diâmetros do balão:	3,0 a 10,0mm
Comprimentos de trabalho do cateter:	40, 70, 90 e 150cm.
Marcação radiopaca:	Platina/Irídio - 02 marcas
Compatibilidade introdutores:	5F (Ø3,0-5,0mm) 6F (Ø6,0-8,0mm) 7F (Ø9,0-10,0mm)
Material do balão:	Pebax
Cobertura:	Hidrofílica
Anvisa:	81231550068

INFORMAÇÕES PARA SOLICITAÇÃO

Código	Ø	Comp. balão	Comp. cateter	Código	Ø	Comp. balão	Comp. cateter	Código	Ø	Comp. balão	Comp. cateter
819-030020-070	3mm	20mm	70cm	819-070020-070	7mm	20mm	70cm	819-030120-090	3mm	120mm	90cm
819-030030-070	3mm	30mm	70cm	819-070030-070	7mm	30mm	70cm	819-030150-090	3mm	150mm	90cm
819-030040-070	3mm	40mm	70cm	819-070040-070	7mm	40mm	70cm	819-030200-090	3mm	200mm	90cm
819-030060-070	3mm	60mm	70cm	819-070060-070	7mm	60mm	70cm	819-040020-090	4mm	20mm	90cm
819-030080-070	3mm	80mm	70cm	819-070080-070	7mm	80mm	70cm	819-040030-090	4mm	30mm	90cm
819-030100-070	3mm	100mm	70cm	819-070100-070	7mm	100mm	70cm	819-040040-090	4mm	40mm	90cm
819-030120-070	3mm	120mm	70cm	819-070120-070	7mm	120mm	70cm	819-040060-090	4mm	60mm	90cm
819-030150-070	3mm	150mm	70cm	819-070150-070	7mm	150mm	70cm	819-040080-090	4mm	80mm	90cm
819-030200-070	3mm	200mm	70cm	819-070200-070	7mm	200mm	70cm	819-040100-090	4mm	100mm	90cm
819-040020-070	4mm	20mm	70cm	819-080020-070	8mm	20mm	70cm	819-040120-090	4mm	120mm	90cm
819-040030-070	4mm	30mm	70cm	819-080030-070	8mm	30mm	70cm	819-040150-090	4mm	150mm	90cm
819-040040-070	4mm	40mm	70cm	819-080040-070	8mm	40mm	70cm	819-040200-090	4mm	200mm	90cm
819-040060-070	4mm	60mm	70cm	819-080060-070	8mm	60mm	70cm	819-050020-090	5mm	20mm	90cm
819-040080-070	4mm	80mm	70cm	819-080080-070	8mm	80mm	70cm	819-050030-090	5mm	30mm	90cm
819-040100-070	4mm	100mm	70cm	819-080100-070	8mm	100mm	70cm	819-050040-090	5mm	40mm	90cm
819-040120-070	4mm	120mm	70cm	819-080120-070	8mm	120mm	70cm	819-050060-090	5mm	60mm	90cm
819-040150-070	4mm	150mm	70cm	819-080150-070	8mm	150mm	70cm	819-050080-090	5mm	80mm	90cm
819-040200-070	4mm	200mm	70cm	819-090020-070	9mm	20mm	70cm	819-050100-090	5mm	100mm	90cm
819-050020-070	5mm	20mm	70cm	819-090030-070	9mm	30mm	70cm	819-050120-090	5mm	120mm	90cm
819-050030-070	5mm	30mm	70cm	819-090040-070	9mm	40mm	70cm	819-050150-090	5mm	150mm	90cm
819-050040-070	5mm	40mm	70cm	819-090060-070	9mm	60mm	70cm	819-050200-090	5mm	200mm	90cm
819-050060-070	5mm	60mm	70cm	819-090080-070	9mm	80mm	70cm	819-060020-090	6mm	20mm	90cm
819-050080-070	5mm	80mm	70cm	819-090100-070	9mm	100mm	70cm	819-060030-090	6mm	30mm	90cm
819-050100-070	5mm	100mm	70cm	819-090120-070	9mm	120mm	70cm	819-060040-090	6mm	40mm	90cm
819-050120-070	5mm	120mm	70cm	819-100020-070	100mm	20mm	70cm	819-060060-090	6mm	60mm	90cm
819-050150-070	5mm	150mm	70cm	819-100030-070	100mm	30mm	70cm	819-060080-090	6mm	80mm	90cm
819-050200-070	5mm	200mm	70cm	819-100040-070	100mm	40mm	70cm	819-060100-090	6mm	100mm	90cm
819-060020-070	6mm	20mm	70cm	819-100060-070	100mm	60mm	70cm	819-060120-090	6mm	120mm	90cm
819-060030-070	6mm	30mm	70cm	819-100080-070	100mm	80mm	70cm	819-060150-090	6mm	150mm	90cm
819-060040-070	6mm	40mm	70cm	819-030020-090	3mm	20mm	90cm	819-060200-090	6mm	200mm	90cm
819-060060-070	6mm	60mm	70cm	819-030030-090	3mm	30mm	90cm	819-070020-090	7mm	20mm	90cm
819-060080-070	6mm	80mm	70cm	819-030040-090	3mm	40mm	90cm	819-070030-090	7mm	30mm	90cm
819-060100-070	6mm	100mm	70cm	819-030060-090	3mm	60mm	90cm	819-070040-090	7mm	40mm	90cm
819-060120-070	6mm	120mm	70cm	819-030080-090	3mm	80mm	90cm	819-070060-090	7mm	60mm	90cm
819-060150-070	6mm	150mm	70cm	819-030100-090	3mm	100mm	90cm	819-070080-090	7mm	80mm	90cm
819-060200-070	6mm	200mm	70cm	819-030120-090	3mm	120mm	90cm	819-070100-090	7mm	100mm	90cm

DISTRIBUÍDO POR

Código	Ø	Comp. balão	Comp. cateter	Código	Ø	Comp. balão	Comp. cateter
819-070120-090	7mm	120mm	90cm	819-050060-150	5mm	60mm	150cm
819-070150-090	7mm	150mm	90cm	819-050080-150	5mm	80mm	150cm
819-070200-090	7mm	200mm	90cm	819-050100-150	5mm	100mm	150cm
819-080020-090	8mm	20mm	90cm	819-050120-150	5mm	120mm	150cm
819-080030-090	8mm	30mm	90cm	819-050150-150	5mm	150mm	150cm
819-080040-090	8mm	40mm	90cm	819-050200-150	5mm	200mm	150cm
819-080060-090	8mm	60mm	90cm	819-060020-150	6mm	20mm	150cm
819-080080-090	8mm	80mm	90cm	819-060030-150	6mm	30mm	150cm
819-080100-090	8mm	100mm	90cm	819-060040-150	6mm	40mm	150cm
819-080120-090	8mm	120mm	90cm	819-060060-150	6mm	60mm	150cm
819-080150-090	8mm	150mm	90cm	819-060080-150	6mm	80mm	150cm
819-090020-090	9mm	20mm	90cm	819-060100-150	6mm	100mm	150cm
819-090030-090	9mm	30mm	90cm	819-060120-150	6mm	120mm	150cm
819-090040-090	9mm	40mm	90cm	819-060150-150	6mm	150mm	150cm
819-090060-090	9mm	60mm	90cm	819-060200-150	6mm	200mm	150cm
819-090080-090	9mm	80mm	90cm	819-070020-150	7mm	20mm	150cm
819-090100-090	9mm	100mm	90cm	819-070030-150	7mm	30mm	150cm
819-090120-090	9mm	120mm	90cm	819-070040-150	7mm	40mm	150cm
819-100020-090	100mm	20mm	90cm	819-070060-150	7mm	60mm	150cm
819-100030-090	100mm	30mm	90cm	819-070080-150	7mm	80mm	150cm
819-100040-090	100mm	40mm	90cm	819-070100-150	7mm	100mm	150cm
819-100060-090	100mm	60mm	90cm	819-070120-150	7mm	120mm	150cm
819-100080-090	100mm	80mm	90cm	819-070150-150	7mm	150mm	150cm
819-030020-150	3mm	20mm	150cm	819-070200-150	7mm	200mm	150cm
819-030030-150	3mm	30mm	150cm	819-080020-150	8mm	20mm	150cm
819-030040-150	3mm	40mm	150cm	819-080030-150	8mm	30mm	150cm
819-030060-150	3mm	60mm	150cm	819-080040-150	8mm	40mm	150cm
819-030080-150	3mm	80mm	150cm	819-080060-150	8mm	60mm	150cm
819-030100-150	3mm	100mm	150cm	819-080080-150	8mm	80mm	150cm
819-030120-150	3mm	120mm	150cm	819-080100-150	8mm	100mm	150cm
819-030150-150	3mm	150mm	150cm	819-080120-150	8mm	120mm	150cm
819-030200-150	3mm	200mm	150cm	819-080150-150	8mm	150mm	150cm
819-040020-150	4mm	20mm	150cm	819-090020-150	9mm	20mm	150cm
819-040030-150	4mm	30mm	150cm	819-090030-150	9mm	30mm	150cm
819-040040-150	4mm	40mm	150cm	819-090040-150	9mm	40mm	150cm
819-040060-150	4mm	60mm	150cm	819-090060-150	9mm	60mm	150cm
819-040080-150	4mm	80mm	150cm	819-090080-150	9mm	80mm	150cm
819-040100-150	4mm	100mm	150cm	819-090100-150	9mm	100mm	150cm
819-040120-150	4mm	120mm	150cm	819-090120-150	9mm	120mm	150cm
819-040150-150	4mm	150mm	150cm	819-100020-150	10mm	20mm	150cm
819-040200-150	4mm	200mm	150cm	819-100030-150	10mm	30mm	150cm
819-050020-150	5mm	20mm	150cm	819-100040-150	10mm	40mm	150cm
819-050030-150	5mm	30mm	150cm	819-100060-150	10mm	60mm	150cm
819-050040-150	5mm	40mm	150cm	819-100080-150	10mm	80mm	150cm