


# CATÁLOGO DE PRODUTOS

## CATETERES BALÃO NÃO COMPLACENTES




### **Cateter Balão PTA OTW Não Complacente: Castor, Achilles e Hermes**

Castor, Achilles e Hermes - Cateteres Balão Não Complacentes (NC) de alta pressão, de uso periférico, do tipo "Over The Wire" (OTW) designado a Angioplastia Transluminal Percutânea (PTA) com necessidade de grande força de dilatação. Destina-se a dilatar estenoses complexas nas artérias ilíaca, femoral, iliofemoral, poplítea, infrapoplíteia e renal e especial para o tratamento de lesões obstrutivas das fístulas de diálise arteriovenosa (FAV) nativas ou sintéticas. Este dispositivo também é indicado para dilatação de Stents após a implantação na vasculatura periférica.



**Gadali**  
Medical

## CASTOR



### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Design do Cateter	Over The Wire (OTW)
Pressão nominal:	12atm
Pressão de ruptura:	18atm (Ø7,0mm) 20atm (Ø4,5-6,0mm) 22atm (Ø2,0-4,0mm)
Compatibilidade OTW:	0.014"
Comprimentos do balão:	10 a 150mm
Diâmetros do balão:	2,0 a 8,0mm
Comprimentos de trabalho do cateter:	70, 90 ou 150cm
Marcação radiopaca:	Platina/Irídio - 02 marcas
Compatibilidade introdutores:	4F (Ø2,0-4,0mm) 5F (Ø4,5-6,0mm) 6F (Ø7,0mm)
Material do balão:	Nylon
Cobertura:	Hidrofílica
Anvisa:	81231550067

### INFORMAÇÕES PARA SOLICITAÇÃO

Código	Ø	Comp. balão	Comp. cateter	Código	Ø	Comp. balão	Comp. cateter	Código	Ø	Comp. balão	Comp. cateter
816-020010-070	2mm	10mm	70cm	816-035010-070	3,5mm	10mm	70cm	816-050010-070	5mm	10mm	70cm
816-020015-070	2mm	15mm	70cm	816-035015-070	3,5mm	15mm	70cm	816-050015-070	5mm	15mm	70cm
816-020020-070	2mm	20mm	70cm	816-035020-070	3,5mm	20mm	70cm	816-050020-070	5mm	20mm	70cm
816-020030-070	2mm	30mm	70cm	816-035030-070	3,5mm	30mm	70cm	816-050030-070	5mm	30mm	70cm
816-020040-070	2mm	40mm	70cm	816-035040-070	3,5mm	40mm	70cm	816-050040-070	5mm	40mm	70cm
816-020060-070	2mm	60mm	70cm	816-035060-070	3,5mm	60mm	70cm	816-050060-070	5mm	60mm	70cm
816-020080-070	2mm	80mm	70cm	816-035080-070	3,5mm	80mm	70cm	816-050080-070	5mm	80mm	70cm
816-020100-070	2mm	100mm	70cm	816-035100-070	3,5mm	100mm	70cm	816-050100-070	5mm	100mm	70cm
816-020150-070	2mm	150mm	70cm	816-035150-070	3,5mm	150mm	70cm	816-050150-070	5mm	150mm	70cm
816-025010-070	2,5mm	10mm	70cm	816-040010-070	4mm	10mm	70cm	816-055010-070	5,5mm	10mm	70cm
816-025015-070	2,5mm	15mm	70cm	816-040015-070	4mm	15mm	70cm	816-055015-070	5,5mm	15mm	70cm
816-025020-070	2,5mm	20mm	70cm	816-040020-070	4mm	20mm	70cm	816-055020-070	5,5mm	20mm	70cm
816-025030-070	2,5mm	30mm	70cm	816-040030-070	4mm	30mm	70cm	816-055030-070	5,5mm	30mm	70cm
816-025040-070	2,5mm	40mm	70cm	816-040040-070	4mm	40mm	70cm	816-055040-070	5,5mm	40mm	70cm
816-025060-070	2,5mm	60mm	70cm	816-040060-070	4mm	60mm	70cm	816-055060-070	5,5mm	60mm	70cm
816-025080-070	2,5mm	80mm	70cm	816-040080-070	4mm	80mm	70cm	816-055080-070	5,5mm	80mm	70cm
816-025100-070	2,5mm	100mm	70cm	816-040100-070	4mm	100mm	70cm	816-055100-070	5,5mm	100mm	70cm
816-025150-070	2,5mm	150mm	70cm	816-040150-070	4mm	150mm	70cm	816-055150-070	5,5mm	150mm	70cm
816-030010-070	3mm	10mm	70cm	816-045010-070	4,5mm	10mm	70cm	816-060010-070	6mm	10mm	70cm
816-030015-070	3mm	15mm	70cm	816-045015-070	4,5mm	15mm	70cm	816-060015-070	6mm	15mm	70cm
816-030020-070	3mm	20mm	70cm	816-045020-070	4,5mm	20mm	70cm	816-060020-070	6mm	20mm	70cm
816-030030-070	3mm	30mm	70cm	816-045030-070	4,5mm	30mm	70cm	816-060030-070	6mm	30mm	70cm
816-030040-070	3mm	40mm	70cm	816-045040-070	4,5mm	40mm	70cm	816-060040-070	6mm	40mm	70cm
816-030060-070	3mm	60mm	70cm	816-045060-070	4,5mm	60mm	70cm	816-060060-070	6mm	60mm	70cm
816-030080-070	3mm	80mm	70cm	816-045080-070	4,5mm	80mm	70cm	816-060080-070	6mm	80mm	70cm
816-030100-070	3mm	100mm	70cm	816-045100-070	4,5mm	100mm	70cm	816-060100-070	6mm	100mm	70cm
816-030150-070	3mm	150mm	70cm	816-045150-070	4,5mm	150mm	70cm	816-060150-070	6mm	150mm	70cm

DISTRIBUÍDO POR

Código	Ø	Comp. balão	Comp. cateter	Código	Ø	Comp. balão	Comp. cateter	Código	Ø	Comp. balão	Comp. cateter
816-070010-070	7mm	10mm	70cm	816-050010-090	5mm	10mm	90cm	816-035010-150	3,5mm	10mm	150cm
816-070015-070	7mm	15mm	70cm	816-050015-090	5mm	15mm	90cm	816-035015-150	3,5mm	15mm	150cm
816-070020-070	7mm	20mm	70cm	816-050020-090	5mm	20mm	90cm	816-035020-150	3,5mm	20mm	150cm
816-070030-070	7mm	30mm	70cm	816-050030-090	5mm	30mm	90cm	816-035030-150	3,5mm	30mm	150cm
816-070040-070	7mm	40mm	70cm	816-050040-090	5mm	40mm	90cm	816-035040-150	3,5mm	40mm	150cm
816-070060-070	7mm	60mm	70cm	816-050060-090	5mm	60mm	90cm	816-035060-150	3,5mm	60mm	150cm
816-070080-070	7mm	80mm	70cm	816-050080-090	5mm	80mm	90cm	816-035080-150	3,5mm	80mm	150cm
816-070100-070	7mm	100mm	70cm	816-050100-090	5mm	100mm	90cm	816-035100-150	3,5mm	100mm	150cm
816-070150-070	7mm	150mm	70cm	816-050150-090	5mm	150mm	90cm	816-035150-150	3,5mm	150mm	150cm
816-020010-090	2mm	10mm	90cm	816-055010-090	5,5mm	10mm	90cm	816-040010-150	4mm	10mm	150cm
816-020015-090	2mm	15mm	90cm	816-055015-090	5,5mm	15mm	90cm	816-040015-150	4mm	15mm	150cm
816-020020-090	2mm	20mm	90cm	816-055020-090	5,5mm	20mm	90cm	816-040020-150	4mm	20mm	150cm
816-020030-090	2mm	30mm	90cm	816-055030-090	5,5mm	30mm	90cm	816-040030-150	4mm	30mm	150cm
816-020040-090	2mm	40mm	90cm	816-055040-090	5,5mm	40mm	90cm	816-040040-150	4mm	40mm	150cm
816-020060-090	2mm	60mm	90cm	816-055060-090	5,5mm	60mm	90cm	816-040060-150	4mm	60mm	150cm
816-020080-090	2mm	80mm	90cm	816-055080-090	5,5mm	80mm	90cm	816-040080-150	4mm	80mm	150cm
816-020100-090	2mm	100mm	90cm	816-055100-090	5,5mm	100mm	90cm	816-040100-150	4mm	100mm	150cm
816-020150-090	2mm	150mm	90cm	816-055150-090	5,5mm	150mm	90cm	816-040150-150	4mm	150mm	150cm
816-025010-090	2,5mm	10mm	90cm	816-060010-090	6mm	10mm	90cm	816-045010-150	4,5mm	10mm	150cm
816-025015-090	2,5mm	15mm	90cm	816-060015-090	6mm	15mm	90cm	816-045015-150	4,5mm	15mm	150cm
816-025020-090	2,5mm	20mm	90cm	816-060020-090	6mm	20mm	90cm	816-045020-150	4,5mm	20mm	150cm
816-025030-090	2,5mm	30mm	90cm	816-060030-090	6mm	30mm	90cm	816-045030-150	4,5mm	30mm	150cm
816-025040-090	2,5mm	40mm	90cm	816-060040-090	6mm	40mm	90cm	816-045040-150	4,5mm	40mm	150cm
816-025060-090	2,5mm	60mm	90cm	816-060060-090	6mm	60mm	90cm	816-045060-150	4,5mm	60mm	150cm
816-025080-090	2,5mm	80mm	90cm	816-060080-090	6mm	80mm	90cm	816-045080-150	4,5mm	80mm	150cm
816-025100-090	2,5mm	100mm	90cm	816-060100-090	6mm	100mm	90cm	816-045100-150	4,5mm	100mm	150cm
816-025150-090	2,5mm	150mm	90cm	816-060150-090	6mm	150mm	90cm	816-045150-150	4,5mm	150mm	150cm
816-030010-090	3mm	10mm	90cm	816-070010-090	7mm	10mm	90cm	816-050010-150	5mm	10mm	150cm
816-030015-090	3mm	15mm	90cm	816-070015-090	7mm	15mm	90cm	816-050015-150	5mm	15mm	150cm
816-030020-090	3mm	20mm	90cm	816-070020-090	7mm	20mm	90cm	816-050020-150	5mm	20mm	150cm
816-030030-090	3mm	30mm	90cm	816-070030-090	7mm	30mm	90cm	816-050030-150	5mm	30mm	150cm
816-030040-090	3mm	40mm	90cm	816-070040-090	7mm	40mm	90cm	816-050040-150	5mm	40mm	150cm
816-030060-090	3mm	60mm	90cm	816-070060-090	7mm	60mm	90cm	816-050060-150	5mm	60mm	150cm
816-030080-090	3mm	80mm	90cm	816-070080-090	7mm	80mm	90cm	816-050080-150	5mm	80mm	150cm
816-030100-090	3mm	100mm	90cm	816-070100-090	7mm	100mm	90cm	816-050100-150	5mm	100mm	150cm
816-030150-090	3mm	150mm	90cm	816-070150-090	7mm	150mm	90cm	816-050150-150	5mm	150mm	150cm
816-035010-090	3,5mm	10mm	90cm	816-020010-150	2mm	10mm	150cm	816-055010-150	5,5mm	10mm	150cm
816-035015-090	3,5mm	15mm	90cm	816-020015-150	2mm	15mm	150cm	816-055015-150	5,5mm	15mm	150cm
816-035020-090	3,5mm	20mm	90cm	816-020020-150	2mm	20mm	150cm	816-055020-150	5,5mm	20mm	150cm
816-035030-090	3,5mm	30mm	90cm	816-020030-150	2mm	30mm	150cm	816-055030-150	5,5mm	30mm	150cm
816-035040-090	3,5mm	40mm	90cm	816-020040-150	2mm	40mm	150cm	816-055040-150	5,5mm	40mm	150cm
816-035060-090	3,5mm	60mm	90cm	816-020060-150	2mm	60mm	150cm	816-055060-150	5,5mm	60mm	150cm
816-035080-090	3,5mm	80mm	90cm	816-020080-150	2mm	80mm	150cm	816-055080-150	5,5mm	80mm	150cm
816-035100-090	3,5mm	100mm	90cm	816-020100-150	2mm	100mm	150cm	816-055100-150	5,5mm	100mm	150cm
816-035150-090	3,5mm	150mm	90cm	816-020150-150	2mm	150mm	150cm	816-055150-150	5,5mm	150mm	150cm
816-040010-090	4mm	10mm	90cm	816-025010-150	2,5mm	10mm	150cm	816-060010-150	6mm	10mm	150cm
816-040015-090	4mm	15mm	90cm	816-025015-150	2,5mm	15mm	150cm	816-060015-150	6mm	15mm	150cm
816-040020-090	4mm	20mm	90cm	816-025020-150	2,5mm	20mm	150cm	816-060020-150	6mm	20mm	150cm
816-040030-090	4mm	30mm	90cm	816-025030-150	2,5mm	30mm	150cm	816-060030-150	6mm	30mm	150cm
816-040040-090	4mm	40mm	90cm	816-025040-150	2,5mm	40mm	150cm	816-060040-150	6mm	40mm	150cm
816-040060-090	4mm	60mm	90cm	816-025060-150	2,5mm	60mm	150cm	816-060060-150	6mm	60mm	150cm
816-040080-090	4mm	80mm	90cm	816-025080-150	2,5mm	80mm	150cm	816-060080-150	6mm	80mm	150cm
816-040100-090	4mm	100mm	90cm	816-025100-150	2,5mm	100mm	150cm	816-060100-150	6mm	100mm	150cm
816-040150-090	4mm	150mm	90cm	816-025150-150	2,5mm	150mm	150cm	816-060150-150	6mm	150mm	150cm
816-045010-090	4,5mm	10mm	90cm	816-030010-150	3mm	10mm	150cm	816-070010-150	7mm	10mm	150cm
816-045015-090	4,5mm	15mm	90cm	816-030015-150	3mm	15mm	150cm	816-070015-150	7mm	15mm	150cm
816-045020-090	4,5mm	20mm	90cm	816-030020-150	3mm	20mm	150cm	816-070020-150	7mm	20mm	150cm
816-045030-090	4,5mm	30mm	90cm	816-030030-150	3mm	30mm	150cm	816-070030-150	7mm	30mm	150cm
816-045040-090	4,5mm	40mm	90cm	816-030040-150	3mm	40mm	150cm	816-070040-150	7mm	40mm	150cm
816-045060-090	4,5mm	60mm	90cm	816-030060-150	3mm	60mm	150cm	816-070060-150	7mm	60mm	150cm
816-045080-090	4,5mm	80mm	90cm	816-030080-150	3mm	80mm	150cm	816-070080-150	7mm	80mm	150cm
816-045100-090	4,5mm	100mm	90cm	816-030100-150	3mm	100mm	150cm	816-070100-150	7mm	100mm	150cm
816-045150-090	4,5mm	150mm	90cm	816-030150-150	3mm	150mm	150cm	816-070150-150	7mm	150mm	150cm

DISTRIBUÍDO POR



## ACHILLES



## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Design do Cateter	Over The Wire (OTW)
Pressão nominal:	12atm
Pressão de ruptura:	18atm (Ø7,0mm) 20atm (Ø4,5-6,0mm) 22atm (Ø2,0-4,0mm)
Compatibilidade OTW:	0.018"
Comprimentos do balão:	10 a 150mm
Diâmetros do balão:	2,0 a 8,0mm
Comprimentos de trabalho do cateter:	40, 70, 90 ou 150cm
Marcação radiopaca:	Platina/Irídio - 02 marcas
Compatibilidade introdutores:	4F (Ø2,0-4,0mm) 5F (Ø4,5-5,5mm) 6F (Ø6,0-8,0mm)
Material do balão:	Nylon
Cobertura:	Hidrofílica
Anvisa:	81231550067

## INFORMAÇÕES PARA SOLICITAÇÃO

Código	Ø	Comp. balão	Comp. cateter	Código	Ø	Comp. balão	Comp. cateter	Código	Ø	Comp. balão	Comp. cateter
804-020010-070	2mm	10mm	70cm	804-040010-070	4mm	10mm	70cm	804-060010-070	6mm	10mm	70cm
804-020015-070	2mm	15mm	70cm	804-040015-070	4mm	15mm	70cm	804-060015-070	6mm	15mm	70cm
804-020020-070	2mm	20mm	70cm	804-040020-070	4mm	20mm	70cm	804-060020-070	6mm	20mm	70cm
804-020030-070	2mm	30mm	70cm	804-040030-070	4mm	30mm	70cm	804-060030-070	6mm	30mm	70cm
804-020040-070	2mm	40mm	70cm	804-040040-070	4mm	40mm	70cm	804-060040-070	6mm	40mm	70cm
804-020060-070	2mm	60mm	70cm	804-040060-070	4mm	60mm	70cm	804-060060-070	6mm	60mm	70cm
804-020080-070	2mm	80mm	70cm	804-040080-070	4mm	80mm	70cm	804-060080-070	6mm	80mm	70cm
804-020100-070	2mm	100mm	70cm	804-040100-070	4mm	100mm	70cm	804-060100-070	6mm	100mm	70cm
804-020150-070	2mm	150mm	70cm	804-040150-070	4mm	150mm	70cm	804-060150-070	6mm	150mm	70cm
804-025010-070	2,5mm	10mm	70cm	804-045010-070	4,5mm	10mm	70cm	804-070010-070	7mm	10mm	70cm
804-025015-070	2,5mm	15mm	70cm	804-045015-070	4,5mm	15mm	70cm	804-070015-070	7mm	15mm	70cm
804-025020-070	2,5mm	20mm	70cm	804-045020-070	4,5mm	20mm	70cm	804-070020-070	7mm	20mm	70cm
804-025030-070	2,5mm	30mm	70cm	804-045030-070	4,5mm	30mm	70cm	804-070030-070	7mm	30mm	70cm
804-025040-070	2,5mm	40mm	70cm	804-045040-070	4,5mm	40mm	70cm	804-070040-070	7mm	40mm	70cm
804-025060-070	2,5mm	60mm	70cm	804-045060-070	4,5mm	60mm	70cm	804-070060-070	7mm	60mm	70cm
804-025080-070	2,5mm	80mm	70cm	804-045080-070	4,5mm	80mm	70cm	804-070080-070	7mm	80mm	70cm
804-025100-070	2,5mm	100mm	70cm	804-045100-070	4,5mm	100mm	70cm	804-070100-070	7mm	100mm	70cm
804-025150-070	2,5mm	150mm	70cm	804-045150-070	4,5mm	150mm	70cm	804-070150-070	7mm	150mm	70cm
804-030010-070	3mm	10mm	70cm	804-050010-070	5mm	10mm	70cm	804-080010-070	8mm	10mm	70cm
804-030015-070	3mm	15mm	70cm	804-050015-070	5mm	15mm	70cm	804-080015-070	8mm	15mm	70cm
804-030020-070	3mm	20mm	70cm	804-050020-070	5mm	20mm	70cm	804-080020-070	8mm	20mm	70cm
804-030030-070	3mm	30mm	70cm	804-050030-070	5mm	30mm	70cm	804-080030-070	8mm	30mm	70cm
804-030040-070	3mm	40mm	70cm	804-050040-070	5mm	40mm	70cm	804-080040-070	8mm	40mm	70cm
804-030060-070	3mm	60mm	70cm	804-050060-070	5mm	60mm	70cm	804-080060-070	8mm	60mm	70cm
804-030080-070	3mm	80mm	70cm	804-050080-070	5mm	80mm	70cm	804-080080-070	8mm	80mm	70cm
804-030100-070	3mm	100mm	70cm	804-050100-070	5mm	100mm	70cm	804-080100-070	8mm	100mm	70cm
804-030150-070	3mm	150mm	70cm	804-050150-070	5mm	150mm	70cm	804-080150-070	8mm	150mm	70cm
804-035010-070	3,5mm	10mm	70cm	804-055010-070	5,5mm	10mm	70cm	804-020010-090	2mm	10mm	90cm
804-035015-070	3,5mm	15mm	70cm	804-055015-070	5,5mm	15mm	70cm	804-020015-090	2mm	15mm	90cm
804-035020-070	3,5mm	20mm	70cm	804-055020-070	5,5mm	20mm	70cm	804-020020-090	2mm	20mm	90cm
804-035030-070	3,5mm	30mm	70cm	804-055030-070	5,5mm	30mm	70cm	804-020030-090	2mm	30mm	90cm
804-035040-070	3,5mm	40mm	70cm	804-055040-070	5,5mm	40mm	70cm	804-020040-090	2mm	40mm	90cm
804-035060-070	3,5mm	60mm	70cm	804-055060-070	5,5mm	60mm	70cm	804-020060-090	2mm	60mm	90cm
804-035080-070	3,5mm	80mm	70cm	804-055080-070	5,5mm	80mm	70cm	804-020080-090	2mm	80mm	90cm
804-035100-070	3,5mm	100mm	70cm	804-055100-070	5,5mm	100mm	70cm	804-020100-090	2mm	100mm	90cm
804-035150-070	3,5mm	150mm	70cm	804-055150-070	5,5mm	150mm	70cm	804-020150-090	2mm	150mm	90cm


DISTRIBUÍDO POR

Código	Ø	Comp. balão	Comp. cateter	Código	Ø	Comp. balão	Comp. cateter	Código	Ø	Comp. balão	Comp. cateter
804-025010-090	2,5mm	10mm	90cm	804-060010-090	6mm	10mm	90cm	804-040010-150	4mm	10mm	150cm
804-025015-090	2,5mm	15mm	90cm	804-060015-090	6mm	15mm	90cm	804-040015-150	4mm	15mm	150cm
804-025020-090	2,5mm	20mm	90cm	804-060020-090	6mm	20mm	90cm	804-040020-150	4mm	20mm	150cm
804-025030-090	2,5mm	30mm	90cm	804-060030-090	6mm	30mm	90cm	804-040030-150	4mm	30mm	150cm
804-025040-090	2,5mm	40mm	90cm	804-060040-090	6mm	40mm	90cm	804-040040-150	4mm	40mm	150cm
804-025060-090	2,5mm	60mm	90cm	804-060060-090	6mm	60mm	90cm	804-040060-150	4mm	60mm	150cm
804-025080-090	2,5mm	80mm	90cm	804-060080-090	6mm	80mm	90cm	804-040080-150	4mm	80mm	150cm
804-025100-090	2,5mm	100mm	90cm	804-060100-090	6mm	100mm	90cm	804-040100-150	4mm	100mm	150cm
804-025150-090	2,5mm	150mm	90cm	804-060150-090	6mm	150mm	90cm	804-040150-150	4mm	150mm	150cm
804-030010-090	3mm	10mm	90cm	804-070010-090	7mm	10mm	90cm	804-045010-150	4,5mm	10mm	150cm
804-030015-090	3mm	15mm	90cm	804-070015-090	7mm	15mm	90cm	804-045015-150	4,5mm	15mm	150cm
804-030020-090	3mm	20mm	90cm	804-070020-090	7mm	20mm	90cm	804-045020-150	4,5mm	20mm	150cm
804-030030-090	3mm	30mm	90cm	804-070030-090	7mm	30mm	90cm	804-045030-150	4,5mm	30mm	150cm
804-030040-090	3mm	40mm	90cm	804-070040-090	7mm	40mm	90cm	804-045040-150	4,5mm	40mm	150cm
804-030060-090	3mm	60mm	90cm	804-070060-090	7mm	60mm	90cm	804-045060-150	4,5mm	60mm	150cm
804-030080-090	3mm	80mm	90cm	804-070080-090	7mm	80mm	90cm	804-045080-150	4,5mm	80mm	150cm
804-030100-090	3mm	100mm	90cm	804-070100-090	7mm	100mm	90cm	804-045100-150	4,5mm	100mm	150cm
804-030150-090	3mm	150mm	90cm	804-070150-090	7mm	150mm	90cm	804-045150-150	4,5mm	150mm	150cm
804-035010-090	3,5mm	10mm	90cm	804-080010-090	8mm	10mm	90cm	804-050010-150	5mm	10mm	150cm
804-035015-090	3,5mm	15mm	90cm	804-080015-090	8mm	15mm	90cm	804-050015-150	5mm	15mm	150cm
804-035020-090	3,5mm	20mm	90cm	804-080020-090	8mm	20mm	90cm	804-050020-150	5mm	20mm	150cm
804-035030-090	3,5mm	30mm	90cm	804-080030-090	8mm	30mm	90cm	804-050030-150	5mm	30mm	150cm
804-035040-090	3,5mm	40mm	90cm	804-080040-090	8mm	40mm	90cm	804-050040-150	5mm	40mm	150cm
804-035060-090	3,5mm	60mm	90cm	804-080060-090	8mm	60mm	90cm	804-050060-150	5mm	60mm	150cm
804-035080-090	3,5mm	80mm	90cm	804-080080-090	8mm	80mm	90cm	804-050080-150	5mm	80mm	150cm
804-035100-090	3,5mm	100mm	90cm	804-080100-090	8mm	100mm	90cm	804-050100-150	5mm	100mm	150cm
804-035150-090	3,5mm	150mm	90cm	804-080150-090	8mm	150mm	90cm	804-050150-150	5mm	150mm	150cm
804-040010-090	4mm	10mm	90cm	804-020010-150	2mm	10mm	150cm	804-055010-150	5,5mm	10mm	150cm
804-040015-090	4mm	15mm	90cm	804-020015-150	2mm	15mm	150cm	804-055015-150	5,5mm	15mm	150cm
804-040020-090	4mm	20mm	90cm	804-020020-150	2mm	20mm	150cm	804-055020-150	5,5mm	20mm	150cm
804-040030-090	4mm	30mm	90cm	804-020030-150	2mm	30mm	150cm	804-055030-150	5,5mm	30mm	150cm
804-040040-090	4mm	40mm	90cm	804-020040-150	2mm	40mm	150cm	804-055040-150	5,5mm	40mm	150cm
804-040060-090	4mm	60mm	90cm	804-020060-150	2mm	60mm	150cm	804-055060-150	5,5mm	60mm	150cm
804-040080-090	4mm	80mm	90cm	804-020080-150	2mm	80mm	150cm	804-055080-150	5,5mm	80mm	150cm
804-040100-090	4mm	100mm	90cm	804-020100-150	2mm	100mm	150cm	804-055100-150	5,5mm	100mm	150cm
804-040150-090	4mm	150mm	90cm	804-020150-150	2mm	150mm	150cm	804-055150-150	5,5mm	150mm	150cm
804-045010-090	4,5mm	10mm	90cm	804-025010-150	2,5mm	10mm	150cm	804-060010-150	6mm	10mm	150cm
804-045015-090	4,5mm	15mm	90cm	804-025015-150	2,5mm	15mm	150cm	804-060015-150	6mm	15mm	150cm
804-045020-090	4,5mm	20mm	90cm	804-025020-150	2,5mm	20mm	150cm	804-060020-150	6mm	20mm	150cm
804-045030-090	4,5mm	30mm	90cm	804-025030-150	2,5mm	30mm	150cm	804-060030-150	6mm	30mm	150cm
804-045040-090	4,5mm	40mm	90cm	804-025040-150	2,5mm	40mm	150cm	804-060040-150	6mm	40mm	150cm
804-045060-090	4,5mm	60mm	90cm	804-025060-150	2,5mm	60mm	150cm	804-060060-150	6mm	60mm	150cm
804-045080-090	4,5mm	80mm	90cm	804-025080-150	2,5mm	80mm	150cm	804-060080-150	6mm	80mm	150cm
804-045100-090	4,5mm	100mm	90cm	804-025100-150	2,5mm	100mm	150cm	804-060100-150	6mm	100mm	150cm
804-045150-090	4,5mm	150mm	90cm	804-025150-150	2,5mm	150mm	150cm	804-060150-150	6mm	150mm	150cm
804-050010-090	5mm	10mm	90cm	804-030010-150	3mm	10mm	150cm	804-070010-150	7mm	10mm	150cm
804-050015-090	5mm	15mm	90cm	804-030015-150	3mm	15mm	150cm	804-070015-150	7mm	15mm	150cm
804-050020-090	5mm	20mm	90cm	804-030020-150	3mm	20mm	150cm	804-070020-150	7mm	20mm	150cm
804-050030-090	5mm	30mm	90cm	804-030030-150	3mm	30mm	150cm	804-070030-150	7mm	30mm	150cm
804-050040-090	5mm	40mm	90cm	804-030040-150	3mm	40mm	150cm	804-070040-150	7mm	40mm	150cm
804-050060-090	5mm	60mm	90cm	804-030060-150	3mm	60mm	150cm	804-070060-150	7mm	60mm	150cm
804-050080-090	5mm	80mm	90cm	804-030080-150	3mm	80mm	150cm	804-070080-150	7mm	80mm	150cm
804-050100-090	5mm	100mm	90cm	804-030100-150	3mm	100mm	150cm	804-070100-150	7mm	100mm	150cm
804-050150-090	5mm	150mm	90cm	804-030150-150	3mm	150mm	150cm	804-070150-150	7mm	150mm	150cm
804-055010-090	5,5mm	10mm	90cm	804-035010-150	3,5mm	10mm	150cm	804-080010-150	8mm	10mm	150cm
804-055015-090	5,5mm	15mm	90cm	804-035015-150	3,5mm	15mm	150cm	804-080015-150	8mm	15mm	150cm
804-055020-090	5,5mm	20mm	90cm	804-035020-150	3,5mm	20mm	150cm	804-080020-150	8mm	20mm	150cm
804-055030-090	5,5mm	30mm	90cm	804-035030-150	3,5mm	30mm	150cm	804-080030-150	8mm	30mm	150cm
804-055040-090	5,5mm	40mm	90cm	804-035040-150	3,5mm	40mm	150cm	804-080040-150	8mm	40mm	150cm
804-055060-090	5,5mm	60mm	90cm	804-035060-150	3,5mm	60mm	150cm	804-080060-150	8mm	60mm	150cm
804-055080-090	5,5mm	80mm	90cm	804-035080-150	3,5mm	80mm	150cm	804-080080-150	8mm	80mm	150cm
804-055100-090	5,5mm	100mm	90cm	804-035100-150	3,5mm	100mm	150cm	804-080100-150	8mm	100mm	150cm
804-055150-090	5,5mm	150mm	90cm	804-035150-150	3,5mm	150mm	150cm	804-080150-150	8mm	150mm	150cm

DISTRIBUÍDO POR



## HERMES



### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Design do Cateter	Over The Wire (OTW)
Pressão nominal:	12atm
Pressão de ruptura:	18 atm (Ø7,0-10,0mm) 20 atm (Ø4,5-6,0mm) 22 atm (Ø3,0-4,0mm)
Compatibilidade OTW:	0.035"
Comprimentos do balão:	20 a 150mm
Diâmetros do balão:	3,0 a 10,0mm
Comprimentos de trabalho do cateter:	40, 70, 90 ou 150cm
Marcação radiopaca:	Platina/Irídio - 02 marcas
Compatibilidade introdutores:	5F (Ø3,0-5,0mm) 6F (Ø6,0-8,0mm) 7F (Ø9,0-10,0mm)
Material do balão:	Nylon
Cobertura:	Hidrofílica
Anvisa:	81231550067

### INFORMAÇÕES PARA SOLICITAÇÃO

Código	Ø	Comp. balão	Comp. cateter	Código	Ø	Comp. balão	Comp. cateter	Código	Ø	Comp. balão	Comp. cateter
820-030020-070	3mm	20mm	70cm	820-080020-070	8mm	20mm	70cm	820-050020-090	5mm	20mm	90cm
820-030030-070	3mm	30mm	70cm	820-080030-070	8mm	30mm	70cm	820-050030-090	5mm	30mm	90cm
820-030040-070	3mm	40mm	70cm	820-080040-070	8mm	40mm	70cm	820-050040-090	5mm	40mm	90cm
820-030060-070	3mm	60mm	70cm	820-080060-070	8mm	60mm	70cm	820-050060-090	5mm	60mm	90cm
820-030080-070	3mm	80mm	70cm	820-080080-070	8mm	80mm	70cm	820-050080-090	5mm	80mm	90cm
820-030100-070	3mm	100mm	70cm	820-080100-070	8mm	100mm	70cm	820-050100-090	5mm	100mm	90cm
820-030150-070	3mm	150mm	70cm	820-080150-070	8mm	150mm	70cm	820-050150-090	5mm	150mm	90cm
820-040020-070	4mm	20mm	70cm	820-090020-070	9mm	20mm	70cm	820-060020-090	6mm	20mm	90cm
820-040030-070	4mm	30mm	70cm	820-090030-070	9mm	30mm	70cm	820-060030-090	6mm	30mm	90cm
820-040040-070	4mm	40mm	70cm	820-090040-070	9mm	40mm	70cm	820-060040-090	6mm	40mm	90cm
820-040060-070	4mm	60mm	70cm	820-090060-070	9mm	60mm	70cm	820-060060-090	6mm	60mm	90cm
820-040080-070	4mm	80mm	70cm	820-090080-070	9mm	80mm	70cm	820-060080-090	6mm	80mm	90cm
820-040100-070	4mm	100mm	70cm	820-090100-070	9mm	100mm	70cm	820-060100-090	6mm	100mm	90cm
820-040150-070	4mm	150mm	70cm	820-090150-070	9mm	150mm	70cm	820-060150-090	6mm	150mm	90cm
820-050020-070	5mm	20mm	70cm	820-100020-070	10mm	20mm	70cm	820-070020-070	7mm	20mm	90cm
820-050030-070	5mm	30mm	70cm	820-100030-070	10mm	30mm	70cm	820-070030-070	7mm	30mm	90cm
820-050040-070	5mm	40mm	70cm	820-100040-070	10mm	40mm	70cm	820-070040-070	7mm	40mm	90cm
820-050060-070	5mm	60mm	70cm	820-100060-070	10mm	60mm	70cm	820-070060-070	7mm	60mm	90cm
820-050080-070	5mm	80mm	70cm	820-100080-070	10mm	80mm	70cm	820-070080-070	7mm	80mm	90cm
820-050100-070	5mm	100mm	70cm	820-100100-070	10mm	100mm	70cm	820-070100-070	7mm	100mm	90cm
820-050150-070	5mm	150mm	70cm	820-100150-070	10mm	150mm	70cm	820-070150-070	7mm	150mm	90cm
820-060020-070	6mm	20mm	70cm	820-030020-090	3mm	20mm	90cm	820-080020-090	8mm	20mm	90cm
820-060030-070	6mm	30mm	70cm	820-030030-090	3mm	30mm	90cm	820-080030-090	8mm	30mm	90cm
820-060040-070	6mm	40mm	70cm	820-030040-090	3mm	40mm	90cm	820-080040-090	8mm	40mm	90cm
820-060060-070	6mm	60mm	70cm	820-030060-090	3mm	60mm	90cm	820-080060-090	8mm	60mm	90cm
820-060080-070	6mm	80mm	70cm	820-030080-090	3mm	80mm	90cm	820-080080-090	8mm	80mm	90cm
820-060100-070	6mm	100mm	70cm	820-030100-090	3mm	100mm	90cm	820-080100-090	8mm	100mm	90cm
820-060150-070	6mm	150mm	70cm	820-030150-090	3mm	150mm	90cm	820-080150-090	8mm	150mm	90cm
820-070020-070	7mm	20mm	70cm	820-040020-090	4mm	20mm	90cm	820-090020-090	9mm	20mm	90cm
820-070030-070	7mm	30mm	70cm	820-040030-090	4mm	30mm	90cm	820-090030-090	9mm	30mm	90cm
820-070040-070	7mm	40mm	70cm	820-040040-090	4mm	40mm	90cm	820-090040-090	9mm	40mm	90cm
820-070060-070	7mm	60mm	70cm	820-040060-090	4mm	60mm	90cm	820-090060-090	9mm	60mm	90cm
820-070080-070	7mm	80mm	70cm	820-040080-090	4mm	80mm	90cm	820-090080-090	9mm	80mm	90cm
820-070100-070	7mm	100mm	70cm	820-040100-090	4mm	100mm	90cm	820-090100-090	9mm	100mm	90cm
820-070150-070	7mm	150mm	70cm	820-040150-090	4mm	150mm	90cm	820-090150-090	9mm	150mm	90cm

DISTRIBUÍDO POR



Código	Ø	Comp. balão	Comp. cateter	Código	Ø	Comp. balão	Comp. cateter
820-100020-090	10mm	20mm	90cm	820-070020-150	7mm	20mm	150cm
820-100030-090	10mm	30mm	90cm	820-070030-150	7mm	30mm	150cm
820-100040-090	10mm	40mm	90cm	820-070040-150	7mm	40mm	150cm
820-100060-090	10mm	60mm	90cm	820-070060-150	7mm	60mm	150cm
820-100080-090	10mm	80mm	90cm	820-070080-150	7mm	80mm	150cm
820-100100-090	10mm	100mm	90cm	820-070100-150	7mm	100mm	150cm
820-100150-090	10mm	150mm	90cm	820-070150-150	7mm	150mm	150cm
820-030020-150	3mm	20mm	150cm	820-080020-150	8mm	20mm	150cm
820-030030-150	3mm	30mm	150cm	820-080030-150	8mm	30mm	150cm
820-030040-150	3mm	40mm	150cm	820-080040-150	8mm	40mm	150cm
820-030060-150	3mm	60mm	150cm	820-080060-150	8mm	60mm	150cm
820-030080-150	3mm	80mm	150cm	820-080080-150	8mm	80mm	150cm
820-030100-150	3mm	100mm	150cm	820-080100-150	8mm	100mm	150cm
820-030150-150	3mm	150mm	150cm	820-080150-150	8mm	150mm	150cm
820-040020-150	4mm	20mm	150cm	820-090020-150	9mm	20mm	150cm
820-040030-150	4mm	30mm	150cm	820-090030-150	9mm	30mm	150cm
820-040040-150	4mm	40mm	150cm	820-090040-150	9mm	40mm	150cm
820-040060-150	4mm	60mm	150cm	820-090060-150	9mm	60mm	150cm
820-040080-150	4mm	80mm	150cm	820-090080-150	9mm	80mm	150cm
820-040100-150	4mm	100mm	150cm	820-090100-150	9mm	100mm	150cm
820-040150-150	4mm	150mm	150cm	820-090150-150	9mm	150mm	150cm
820-050020-150	5mm	20mm	150cm	820-100020-150	6mm	20mm	150cm
820-050030-150	5mm	30mm	150cm	820-100030-150	6mm	30mm	150cm
820-050040-150	5mm	40mm	150cm	820-100040-150	6mm	40mm	150cm
820-050060-150	5mm	60mm	150cm	820-100060-150	6mm	60mm	150cm
820-050080-150	5mm	80mm	150cm	820-100080-150	6mm	80mm	150cm
820-050100-150	5mm	100mm	150cm	820-100100-150	6mm	100mm	150cm
820-050150-150	5mm	150mm	150cm	820-100150-150	6mm	150mm	150cm
820-060020-150	6mm	20mm	150cm				
820-060030-150	6mm	30mm	150cm				
820-060040-150	6mm	40mm	150cm				
820-060060-150	6mm	60mm	150cm				
820-060080-150	6mm	80mm	150cm				
820-060100-150	6mm	100mm	150cm				
820-060150-150	6mm	150mm	150cm				