



SUPERCROSS™ CATETER BALÃO DE DILATAÇÃO PTA - RX

Supercross RX, cateter balão semi-complacente, troca rápida (RX), indicado para uso em Angioplastia Transluminal Percutânea (PTA), onde há necessidade de uso de Cateter Balão de Troca Rápida - RX, para tratamentos de pacientes com doença obstrutiva das artérias periféricas, por exemplo: artérias subclávia, ilíaca, femoral, poplíteia, tibial, Carótidas, renais e outras.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Design do Cateter	Troca Rápida (RX)
Pressão nominal:	7atm
Pressão de ruptura:	*vide tabela
Compatibilidade OTW:	RX 0.014"
Comprimentos do balão:	20 a 60 mm
Diâmetros do balão:	3,0 a 7,0 mm
Comprimentos de trabalho do cateter:	135 cm
Marcação radiopaca:	Platina - 02 marcas
Compatibilidade introdutores:	Mínimo de 5F
Material do balão:	Nylon

INFORMAÇÕES PARA SOLICITAÇÃO

Código	Ø	Comp.	Pressão de ruptura
PTAR 30020	3mm	20mm	16atm
PTAR 30030	3mm	30mm	16atm
PTAR 30040	3mm	40mm	16atm
PTAR 30060	3mm	60mm	14atm
PTAR 35020	3,5mm	20mm	16atm
PTAR 35030	3,5mm	30mm	16atm
PTAR 35040	3,5mm	40mm	14atm
PTAR 35060	3,5mm	60mm	14atm
PTAR 40020	4mm	20mm	14atm
PTAR 40030	4mm	30mm	14atm
PTAR 40040	4mm	40mm	14atm
PTAR 40060	4mm	60mm	14atm

Código	Ø	Comp.	Pressão de ruptura
PTAR 50020	5mm	20mm	14atm
PTAR 50030	5mm	30mm	14atm
PTAR 50040	5mm	40mm	14atm
PTAR 50060	5mm	60mm	14atm
PTAR 60020	6mm	20mm	14atm
PTAR 60030	6mm	30mm	14atm
PTAR 60040	6mm	40mm	14atm
PTAR 60060	6mm	60mm	14atm
PTAR 70020	7mm	20mm	14atm
PTAR 70030	7mm	30mm	14atm
PTAR 70040	7mm	40mm	14atm
PTAR 70060	7mm	60mm	14atm